



BLUERAY

CTP TERMAL BANYO

TERMAL CTP KALIPLAR İÇİN KULLANIMA HAZIR BANYO

ÖZELLİKLER:

Kodak , Agfa , Fuji ve Çin kalıpları gibi günümüzün bütün CTP kalıplarına uygundur . Mükemmel banyo sonuçları verir. Alüminyum koruyucu etkin maddeler içermektedir.Yüksek dayanıklığa sahiptir .Parçaları korurken , çalışan kalıpların temiz kalmasını sağlar ve zarar vermez . Düşük kullanım miktarına sahiptir.

UYGULAMA:

Ürün kullanıma hazırdır. Hem banyo hem tazeleyici olarak kullanılabilir. Sadece çok düşük (yaklaşık günlük 30'dan az) kalıp kullanımlarında özel tazeleyici kullanılması tavsiye edilir .

Tazeleyici Miktarı ; yaklaşık 100 -120 ml. CTP Termal Banyo
Yaklaşık 80-100 ml. CTP Termal Tazeleyici

Çalışma Sıcaklığı : 22-25 °C

Uygulama (Temas) Süresi : 25-35 saniye

TEKNİK BİLGİ :

FİZİKSEL DURUM:

RENK :

KOKU:

PH:

İLETKENLİK @ 25°C:

KAYNAMA NOKTASI:

PARLAMA :

SIVI

RENKSİZ

KOKUSUZ

>13

93-98 mS

>100° C

PARLAYICI DEĞİLDİR